

SAMU 78 – Centre 15		Procédure COVID 19 N7
Responsable : C. Cazenave J. Amani Fonction : Coordination SMUR Signature : Rédacteur : EB/PF/SB/JA/RN/AMR	Approbateur : O. RICHARD Fonction : Chef de Service Chef de Pôle Signature :	Version : 3 Date de création : 18/03/2020 Liste de diffusion : SAMU78
PROCEDURE DE DESINFECTION « COVID19 » UMH/ AMBULANCES		

Historique des modifications		
Numéro de version	Date de mises à jour	Nature des modifications
1	18.03.2020	création
2	26.03.2020	modification
3	05.04.2020	modification

OBJET - OBJECTIF

Procédure de désinfection des UMH et du matériel au après la prise en charge d'un patient suspect ou COVID 19 + avéré

ORGANISATION ET PROCEDURE

UMH		CELLULE SANITAIRE	Temps estimé: 20 minutes	Transport nCoV
Eléments/Surfaces	Produits utilisés	Matériel	Mode opératoire	Recommandations
1 Préparation de la cellule sanitaire du véhicule	Après admission du patient 		Mettre des gants non stériles à UU + surblouses + masque (privilégier les FFP2) + charlotte + lunettes Faire un premier nettoyage des points de contact du patient dans le service receveur Evacuer le linge sale UU en vérifiant qu'il ne reste aucun objet coupant-tranchant Eliminer le matériel à UU et tout objet ayant eu un contact avec le patient et l'évacuer dans le collecteur adapté Eliminer le matériel à UU ayant eu un contact avec des liquides biologiques dans un collecteur DASRI prévu à cet effet ainsi que les tenues de l'équipe médicale	
2 Préparation de la cellule sanitaire du véhicule	A la base 		Evacuer tout le matériel afin d'avoir la cellule sanitaire entièrement vidée Puis réaliser une désinfection approfondie avec une tenue de protection	
3 Désinfection du brancard	 		Retirer le MID pour le nettoyage et nettoyer le brancard avec du désinfectant de surface (FB Spray)	
4 Nettoyage et désinfection de la cellule sanitaire	FB Spray et Lavettes jetables	 	Appliquer le détergent désinfectant sur la lavette à usage unique. Procéder au nettoyage de toutes les surfaces hautes en commençant par les plus hauts pour finir par les plus basses.	Eliminer la lavette dans le collecteur prévu à cet effet
5 Nettoyage autres surfaces			Appliquer le détergent désinfectant sur la lavette et nettoyer: plan de travail, porte et poignées de meubles, poignées intérieures et extérieures du véhicule Ne pas oublier les surfaces de contact.	Eliminer la lavette dans le collecteur prévu à cet effet
6 Nettoyage inventaire sac et matériels			Appliquer le détergent désinfectant sur une lavette et nettoyer l'ensemble du matériel. Appliquer du détergent désinfectant sur une lavette et nettoyer tout le matériel bio-médical utilisé.	Eliminer la lavette dans le collecteur prévu à cet effet
7 Nettoyage et désinfection approfondie du brancard			Appliquer le détergent désinfectant sur la lavette Procéder au nettoyage du brancard sans oublier les points de contacts : hampes, ridelles, montants)	Eliminer la lavette dans le collecteur prévu à cet effet
8 Nettoyage du sol	DDN Surf et franges de nettoyages		Diluer 1 dose de 20 cc de désinfectant de sol "DDN surf" dans 8 litres d'eau (solution reconstituée pour 24 heures maximum). Possibilité d'y tremper plusieurs franges. Ne pas immerger de franges souillées. Ne pas changer de gant pour plonger / récupérer les franges dans le seau	Eliminer les franges dans le collecteur prévu à cet effet
9	PROTOCOLE DESHABILLAGE Protocole lavage des mains			

Remarque :

- La solution pour la désinfection des lunettes doit être changée toutes les 24h